


Pasante «Strawberry» (Vorratspackung) 144 fruchtige Erdbeer-Kondome

144 verführerische Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Erdbeer-Aroma. Befeuchtet mit Silikonöl, rot, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 5060150680526

Die **Pasante Strawberry** Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex** und sind mit einem **Erdbeer-Aroma** versehen. Sie haben eine **rote Farbe** und eine **nominale Breite von 53 mm**. Die **zylindrische Form mit Reservoir** sorgt für eine gleichmäßige Passform.

Das Material ist mit **Silikonöl befeuchtet**, um die Gleitfähigkeit zu verbessern. Die **Wandstärke von 0,070 mm** bietet eine ausgewogene Balance zwischen Schutz und natürlichem Empfinden.

Die Packung enthält **144 Kondome** und eignet sich für regelmäßigen Gebrauch oder größere Mengenbedarf. **Pasante** ist ein britischer Hersteller, dessen Produkte nach europäischen Qualitätsstandards gefertigt werden.



Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 440 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: rot
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)
Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)
Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com