


## Glyde Ultra «Maxi Red» 10 rote XL-Kondome, zertifiziert mit der Vegan-Blume

**10 vegane XL-Kondome aus Naturkautschuklatex. Gefühlsecht und reißfest, befeuchtet mit Silikonöl ohne Zusätze, zylindrisch mit Reservoir, rot, nominale Breite: 56mm, Länge: 195mm.**




GTIN (EAN-13): 9343359009968

GLYDE Ultra Latex-Condome werden nur aus feinstem Naturkautschuk-Latex entsprechend den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Der patentierte Double-Dipping-Prozess macht diese australischen Kondome besonders stark, ohne dass dazu eine größere Wanddicke notwendig ist. Australische Condome der Firma Glyde Health sind ultrafein und aufgrund des besonderen Herstellungsprozesses, der ohne tierische Hilfsprodukte auskommt, selbst für Veganer geeignet - in den USA und natürlich in Australien selbst sind GLYDE Condoms die beliebteste Marke bei allen Tierversuchsgegnern!

Die Qualität steckt in der Packung drin - GLYDE verzichtet bewusst auf grellbunte Verpackungen und konzentriert sich statt dessen auf den Inhalt.

Die Ultra Maxi Red sind mit 56 mm recht breit und bieten auch größeren Herren mehr Komfort.

Farbe: rot, ohne Aroma.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Glyde
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 46 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,062 mm
- Farbe: rot
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex, hypoallergen
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Innolatex Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001246)

Lot 591&594, Persiaran Raja Lumu, Pandamaran Industrial Estate, Port Klang, Selangor 42000, Malaysia,  
[www.innoltx.com](http://www.innoltx.com), [khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, [www.adloran.com](http://www.adloran.com), [post@adloran.de](mailto:post@adloran.de)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)