

Warnhinweis:

Sicherheitshinweis für 3M Steri-Strip Reinforced Skin Closures

Vor der Verwendung der 3M Steri-Strip Reinforced Skin Closures sicherstellen, dass Sie mit der korrekten Anwendung dieser medizinischen Hautverschlüsse vertraut sind. Diese Strips sind ausschließlich für die äußere Anwendung zur Unterstützung der Wundheilung bei kleinen Schnitten und chirurgischen Einschnitten bestimmt. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist, da dies die Sterilität beeinträchtigen kann. Tragen Sie die Strips nicht auf infizierte, verschmutzte oder stark blutende Wunden auf. Die Haut sollte vor der Anwendung sauber und trocken sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Zug auf der Haut in der Nähe der Wunde, während Sie die Strips anlegen. Falls Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten, entfernen Sie die Strips vorsichtig und suchen Sie medizinischen Rat. Entsorgen Sie die Strips nach einmaligem Gebrauch gemäß den lokalen Vorschriften.



WARNING:

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten von Babys und Kleinkindern fern! Verwenden Sie die Tüten nicht in Krippen, Betten, Kinderwagen und Laufställen! Diese Tüten sind kein Spielzeug!