


## Mister Size «Slim (47-49-53)» Anprobierpackung - 3 Maßkondome

3 gefühlsechte Maßkondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 47 / 49 / 53 mm.



GTIN (EAN-13): 4260605480577



Die **Mister Size**  
«Slim»

**Anprobierpackung** bietet **3 Maßkondome** in den schmalen Größen 47, 49 und 53 mm. Diese Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex**, sind transparent, glatt und mit Silikonöl befeuchtet. Mit einer **Wandstärke von nur 0,05 mm** fördern sie ein intensives Gefühl und bieten gleichzeitig hohe Sicherheit. Die **zylindrische Form mit Reservoir** gewährleistet sicheren Sitz und Schutz. Mit einer Länge von bis zu 175 mm und einer schmalen Breite sind diese Kondome ideal für engere Passformen. Perfekt für die einfache Bestimmung der passenden Größe. Produziert in Malaysia, erfüllen diese Kondome höchste Qualitätsstandards.

Probierpackung mit 3 Kondomen

---

### Produkteigenschaften:

- Marke: Mister Size
  - Anzahl Kondome: 3
  - Gewicht: 22 g
  - Wandstärke: 0,050 mm
  - Farbe: transparent
  - Form: zylindrisch
  - Gleitmittel: befeuchtet
  - ungefähre Länge: kurz (bis 175 mm)
  - Material: Latex (Naturkautschuk)
  - ungefähre Nominale Breite: schmal (bis 52 mm)
  - Reservoir: mit Reservoir
  - Herkunftsland: Malaysia (MY)
-



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)

PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,  
[www.karex.com.my](http://www.karex.com.my), [khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prcc@advena.mt](mailto:prcc@advena.mt)



Importeur: **Vinergy GmbH** (DE-IM-000037288)

Bahnhofstr. 19, 78224 Singen, Deutschland, [www.vinergy.de](http://www.vinergy.de), [info@vinergy.de](mailto:info@vinergy.de)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)