

Masculan «Typ 4» (anatomic) 3 anatomische Kondome mit enger Kranzfurche

3 spezialgeformte Kondome aus Naturkautschuklatex, mit enger Kranzfurche. Befeuchtet mit Silikonöl, anatomisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.

Die **Masculan Typ 4 Anatomic Kondome** bieten eine anatomisch angepasste Form mit enger Kranzfurche, die für ein intensives Gefühlserlebnis sorgt. Hergestellt aus hochwertigem **Naturkautschuklatex**, bieten diese rosa Kondome optimalen Schutz und ein angenehmes Tragegefühl. Mit einer **nominalen Breite von 53 mm**, einer Länge von **190 mm** und der **zylindrischen Form mit Reservoir** passen sie sich perfekt an. Die **Silikonbeschichtung** sorgt für sanftes Gleiten und erhöht den Komfort während des Geschlechtsverkehrs. Jedes Kondom wird **elektronisch geprüft**, um höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards zu gewährleisten. Seit 1989 steht **Masculan** für Qualität und Sicherheit in der sexuellen Gesundheit. Dermatologisch getestet und umweltfreundlich verpackt, sind diese Kondome ideal für Männer, die eine perfekte Passform und maximale Sicherheit suchen.



Produkteigenschaften:

- Marke: Masculan
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 16 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: rosa
- Form: anatomisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **M.P.I. Pharmaceutica GmbH** (DE-MF-000010150)
An der Alster 47, 20099 Hamburg, Deutschland, mpi-pharma.com, germany@mpi-pharma.de



Importeur: **M.P.I. Pharmaceutica GmbH**
An der Alster 47, 20099 Hamburg, Deutschland, mpi-pharma.com, germany@mpi-pharma.de



Benannte Stelle: (CE 0482) **DNV MEDCERT GmbH**
Pilatuspool 2, 20355 Hamburg, Deutschland, www.medcert.de, medcert-info@dnv.com