


Safe «Super Strong» Condoms, 5 stärkere Kondome für mehr Reißfestigkeit

5 extra starke Kondome aus Naturkautschuklatex (0.09mm). Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 56mm.



GTIN (EAN-13): 8718801920053

Das **Safe „Super Strong“ Kondom** wurde speziell für maximale **Reißfestigkeit und Sicherheit** entwickelt. Mit einer **verstärkten Wandstärke von 0,09 mm** ist es dicker als Standardkondome und bietet extra Schutz – ohne dabei den Tragekomfort zu beeinträchtigen.

Das Kondom besteht aus **Naturkautschuklatex**, hat eine **nominale Breite von 56 mm** und eine **Länge von 195 mm**, wodurch es auch für größere Männer geeignet ist. Die **befeuchtete Oberfläche mit Silikonöl** sorgt für geschmeidige Gleitfähigkeit und ein angenehmes Gefühl.

Dank seiner **zylindrischen Form** sitzt das Kondom sicher, während das **transparente Design** für eine dezente Optik sorgt. Die **kompakte 5er-Packung** ist ideal für den gelegentlichen Gebrauch oder zum Testen.

Hergestellt in **Thailand**, erfüllt das Safe „Super Strong“ Kondom höchste Qualitätsstandards und unterliegt strengen Qualitätskontrollen.



Produkteigenschaften:

- Marke: Safe
- Anzahl Kondome: 5
- Gewicht: 22 g
- Länge: 195 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,090 mm
- Aroma: Vanille
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Thailand (TH)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Thai Nippon Rubber Industry Public Company Ltd. (TH-MF-000012641)
789/13 Moo 1 Pnthong Industrial Estate, Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand, www.tnrcondom.com,
technical@tnrcondom.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Obelis s.a. (BE-AR-000000106)
Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgien, www.obelis.net, regulatory@obelis.net



Importeur: Eropartner
Tomatenmarkt 1, 1681 PH Zwaagdijk, Niederlande, www.eropartner.com, info@eropartner.com



Benannte Stelle: (CE 0123) TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com