


EXS Kleinpackung «Ribbed & Dotted» 3 stimulierende Kondome mit 3-in-1-Effekt

3 stimulierende Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Rippen und Noppen. Befeuchtet mit Silikonöl, anatomisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 56mm.



GTIN (EAN-13): 5027701007133

Die EXS «Ribbed & Dotted» Kondome im **3er Pack** kombinieren Rippen und Noppen für ein besonders stimulierendes Erlebnis. Hergestellt aus transparentem Naturkautschuklatex, sind sie vegan und mit Silikonöl befeuchtet, um eine geschmeidige Anwendung zu gewährleisten. Mit einer nominalen Breite von **56 mm** und einer anatomischen Form bieten sie einen sicheren Sitz, der optimal passt. Diese Strukturkondome wurden entwickelt, um beide Partner gleichermaßen zu stimulieren und ein intensives Haut-an-Haut-Gefühl zu fördern. Jedes Kondom wird unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, um höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards zu gewährleisten. Die handliche Kleinpackung eignet sich ideal für unterwegs oder zum Kennenlernen der besonderen Eigenschaften dieser Kondome.



Produkteigenschaften:

- Marke: EXS
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 18 g
- Länge: 195 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,072 mm
- Farbe: transparent
- Form: großer Kopfteil
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen und Rippen
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfelie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd. (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: Adloran GmbH (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 1639) SGS Belgium NV

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com