















Symbolglossar

Selbstklebende Elektroden

	Hersteller
	Gebrauchsanweisung beachten
	Mindesthaltbarkeit
	Achtung
	Frei verkäuflich
18+	Nur für Personen über 18 Jahre
	Vor Nässe schützen
	CE-Kennzeichnung
	Nicht von Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator verwenden
	Nicht über Implantaten anbringen
	Darf nur von einer Person verwendet werden
	Von Kindern fernhalten
	Luftfeuchtigkeitsbeschränkung
	Frei von Latex
	Vor Verwendung Gebrauchsanweisung des Reizstrom-Gerätes lesen

	Unsteril
	Medizinprodukt
	Chargencode
	Artikelnummer
	Eindeutige Produktidentifizierungsnummer
	Temperaturbegrenzung
	Vor Sonneneinstrahlung schützen
	Nur auf gesunder Haut anwenden
	Nicht am Kopf, an der Halsschlagader oder Herzen anwenden
	Nicht während dem Steuern eines Fahrzeuges verwenden
	Elektroden nie übereinander kleben
	Stromstärke (I) nicht höher als 0,25 W/cm²
	Für Steckanschlüsse mit einer Aufnahme von Ø 1.9 - 2.1 mm
	Für Druckknopf Anschlüsse mit 2.2mm, 3.2mm, 3.5mm oder 3.8mm
	Elektroden für die Verwendung auf der Haut mit einem TENS/EMS Gerät