


## Pasante «Taste» (Flavours) 3 aromatisch-bunte Kondome mit drei inspirierenden Aromen

**3 aromatisierte Kondome aus Naturkautschuklatex. Je 1x Blaubeere, Erdbeere und Minze. Befeuchtet mit Silikonöl, bunt, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.**



GTIN (EAN-13): 5060359483331

Die **Pasante „Taste“ Kondome** sind perfekt für alle, die sichere Verhütung mit einer geschmacklichen Abwechslung kombinieren möchten. Diese **3er-Packung** enthält **drei verschiedene Aromen: Blaubeere, Erdbeere und Minze**. Passend dazu sind die Kondome farblich gestaltet – **Rot für Erdbeere, Grün für Minze und Blau für Blaubeere**.

Diese **hochwertigen Latexkondome** haben eine **nominale Breite von 53 mm** und eine **Länge von 190 mm**, wodurch sie eine bequeme Passform und hohen Tragekomfort bieten. Die **zylindrische Form mit Reservoir** sorgt für zusätzlichen Schutz.

Dank der **Silikonöl-Befeuchtung** bleibt die Anwendung geschmeidig und angenehm. Alle **Pasante Taste Kondome** erfüllen die höchsten europäischen Sicherheitsstandards und werden elektronisch getestet.

Die **geschmackliche Vielfalt und die bunten Farben** machen diese Kondome zu einer spaßigen und sicheren Wahl für alle, die etwas Neues ausprobieren möchten.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 18 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Aroma: Pfefferminz, Erdbeer, Blaubeere
- Farbe: rot, grün, blau
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)

Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, [www.medicallatex.com](http://www.medicallatex.com),  
[khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)

Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, [advena.mt](http://advena.mt), [importer@advena.mt](mailto:importer@advena.mt)



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, [www.bsigroup.com](http://www.bsigroup.com),  
[info.nl@bsigroup.com](mailto:info.nl@bsigroup.com)