


Pasante «Extra» 3 extra starke Kondome für härtere Beanspruchungen

3 extra starke Kondome aus Naturkautschuklatex (0.093mm). Stark befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 5032331008405

Die **Pasante Extra Kondome** im **3er-Pack** bieten eine besonders hohe Stabilität und Reißfestigkeit durch ihre **verstärkte Wandstärke von 0,093 mm**. Sie sind speziell für anspruchsvolle Nutzer entwickelt und eignen sich hervorragend für **intensive Anwendungen wie den Analverkehr** oder wenn ein besonders sicheres Gefühl gewünscht wird.

Mit einer **nominalen Breite von 52 mm** und einer **Länge von 190 mm** garantieren diese Kondome einen **angenehmen und sicheren Sitz**. Die **zylindrische Form mit Reservoir** sorgt für zusätzlichen Schutz, während die **stark befeuchtete Silikonöl-Beschichtung** eine optimale Gleitfähigkeit bietet.

Der **3er-Pack** ist ideal für Gelegenheitsnutzer oder als praktische Lösung für unterwegs. **Pasante** ist eine britische Marke mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Alle Kondome sind **vegan und frei von tierischen Inhaltsstoffen**.



Ein zuverlässiges Produkt für alle, die auf **extra starken Schutz und maximalen Komfort** setzen.

Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 18 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,093 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)

Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)

Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com