


On) «Little Tiger» 100 enge Kondome ohne Abrutschen, Maxipack

100 enge Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 49mm.



GTIN (EAN-13): 4025838900014

Mit den **On) «Little Tiger» Kondomen** im 100er Maxipack sind Sie optimal geschützt. Diese eng geschnittenen Kondome haben eine nominale Breite von **49 mm** und eine Länge von **170 mm** und bieten Männern, die eine engere Passform benötigen, maximalen Halt und Sicherheit.

Hergestellt aus elastischem und reißfestem Naturkautschuklatex, garantieren diese Kondome höchsten Tragekomfort und eine hohe Hautverträglichkeit. Die stark befeuchtete Silikonöl-Oberfläche sorgt für ein angenehmes Gleitgefühl. Dank der **zylindrischen Form mit Reservoir** sind die Kondome leicht anzuwenden und bieten zusätzlichen Schutz.

Alle Kondome werden einzeln elektronisch geprüft und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards. Die Produktion erfolgt in Malaysia unter strengen Qualitätsvorgaben. Diese **100er Packung** eignet sich ideal für regelmäßige Nutzer und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität von **ON**, Ihrem Experten für zuverlässigen Schutz seit 1997.



Produkteigenschaften:

- Marke: On
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 270 g
- Länge: 170 mm
- Nominale Breite: 49 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **R&S consumer goods GmbH**

Wasserburger Landstr. 264, 81827 München, Deutschland, www.rsgermany.de, info@rsgermany.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com