


## MyONE «Custom Fit» Maßkondome, Größe 55G (12 St.)

**MyONE Maßkondome in Größe 55G (ehemals O11). Nominale Breite: 55mm, Länge: 168mm. Befeuchtet, transparent, zylindrisch mit Reservoir. Extradünn (0.055mm)!**



GTIN (EAN-13): 0726893511064

MyONE Maßkondome in Größe 55 G  
Nominale Breite: 55mm, Länge: 168mm

Die MyONE «Custom Fit» Maßkondome in der Größe **55G** bieten optimalen Komfort und Sicherheit. Mit einer nominalen Breite von **55 mm** und einer Länge von **168 mm** sind sie perfekt auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten. Diese Packung enthält **12 Premium-Kondome**, gefertigt aus **Sensatex™ Latex**, einem extradünnen Material mit einer Wandstärke von nur **0,055 mm**, das ein besonders natürliches Gefühl vermittelt. MyONE Kondome sind in **52 Größen** erhältlich, die aus **10 Breiten und 9 Längen** kombiniert werden, um die perfekte Passform zu garantieren. Nutzen Sie das **FitKit™**, um Ihre ideale Größe zu ermitteln: **Einfach ausdrucken, ausschneiden und messen**. Dank der zylindrischen Form mit Reservoir und der befeuchteten Beschichtung bieten diese Kondome sicheren Halt und hohen Tragekomfort.



Vor der ersten Benutzung von MyOne-Kondomen sollten Sie mit unserem nebenstehenden [FitKit™](#) die für Sie empfohlene Kondomgröße ermitteln.

### Produkteigenschaften:

- Marke: MyOne
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 100 g
- Länge: 168 mm
- Nominale Breite: 55 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)  
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,  
[www.karex.com.my](http://www.karex.com.my), [khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)  
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)  
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, [www.adloran.com](http://www.adloran.com), [post@adloran.de](mailto:post@adloran.de)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**  
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)