


UNIQ «Sexy Hoop» Kondomslip, 100 latexfreie Frauenkondome mit Ring - keine Unterbrechung des Vorspiels nötig



GTIN (EAN-13): 7708612425923

100 latexfreie Frauenkondome aus AT-10, mit Ring, integriert in einen Slip. Keine Unterbrechung des Vorspiels nötig! Ultra-weich, gefühlsecht, wärmeleitend, superdünn (0.015mm) und geruchslos. Auch mit ölhaltigen Gleitmitteln verwendbar. Einheitsgröße. Vegan.

Der **UNIQ Sexy Hoop Kondomslip** bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort, Sicherheit und Spontaneität. Hergestellt aus dem latexfreien Material **AT-10**, integriert der Slip ein ultra-dünnes Frauenkondom mit flexiblem Ring, der einen sicheren Halt gewährleistet.

Mit einer Materialstärke von nur **0,015 mm** ist der Slip extrem dünn, wodurch ein besonders natürliches Hautgefühl entsteht. Er ist transparent, geruchslos, wärmeleitend und hypoallergen – perfekt für Menschen mit Latexallergie.

Das besondere an Sexy Hoop: Das Kondom wird vor dem Vorspiel eingesetzt, sodass spontane Intimität möglich ist, ohne dass der Ablauf unterbrochen wird. Geeignet auch während der Menstruation, bietet der Slip effektiven Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten und ungewollter Schwangerschaft.

Kompatibel mit allen Gleitmitteln, inklusive ölhaltiger Produkte.

Eine Box enthält **100 einzeln verpackte Slips** in praktischer Einheitsgröße – ideal für regelmäßige und flexible Anwendung.



Produkteigenschaften:

- Marke: UNIQ
- Inhaltsstoffe/Zusammensetzung: auf PL gesperrt
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 750 g
- Länge: 180 mm
- Nominale Breite: 70 mm
- Wandstärke: 0,015 mm
- Farbe: transparent
- Form: Spezial
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: AT-10, latexfrei
- Herkunftsland: Kolumbien (CO)



Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.


Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **UNIQUE International S.A.S.** (CO-MF-000018348)
Cra 19A No. 196-23 Bogotá, Kolumbien, www.uniqcondoms.com, info@uniqcondoms.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **MDI Europe GmbH** (DE-AR-000006218)
Langenhagener Str. 71, 30855 Langenhagen, Deutschland, www.mdi-europa.com, info@mdi-europa.com



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0482) **DNV MEDCERT GmbH**
Pilatuspool 2, 20355 Hamburg, Deutschland, www.medcert.de, medcert-info@dnv.com