


Protex «Original 0.02» 6 ultradünne latexfreie Polyurethan-Kondome

6 ultradünne, latexfreie Kondome aus Polyurethan (0.02mm). Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, geruchslos, nominale Breite: 58mm.



GTIN (EAN-13): 3760043362608

Das **Protex Original 0.02** ist ein **ultradünnes, latexfreies Kondom** für höchste Empfindlichkeit und optimalen Schutz. Es besteht aus **Polyurethan**, einem Material, das in der Medizin für seine Verträglichkeit geschätzt wird.

Mit einer **Dicke von nur 0,02 mm** ist es **zweimal dünner als herkömmliche Latexkondome** und sorgt für eine außergewöhnliche Nähe und intensives Empfinden. Gleichzeitig ist es **dreimal widerstandsfähiger als ein Latexkondom** und bietet damit eine hohe Sicherheit.

Die **hervorragende Wärmeübertragung** vermittelt ein natürliches Gefühl. Das **Protex Original 0.02** ist **latexfrei, transparent und geruchslos**, ideal für Allergiker. Die **nominale Breite von 58 mm** und eine **Länge von 190 mm** sorgen für eine komfortable Passform.

Dank der **Silikonöl-Beschichtung** ist das Kondom optimal gleitfähig. Die **zylindrische Form mit Reservoir** bietet zusätzlichen Schutz. Hergestellt von **Sagami Manufacturers Sdn. Bhd.** in Malaysia, einem der führenden Produzenten latexfreier Kondome. Verpackt im **praktischen 6er-Pack**.



Produkteigenschaften:

- Marke: Protex
- Anzahl Kondome: 6
- Gewicht: 30 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 58 mm
- Wandstärke: 0,020 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Polyurethan, latexfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.


Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Sagami Manufacturers Sdn. Bhd.** (MY-MF-000039689)

Plot 29, Lorong Bemban 4, Estet Perindustrian Bemban, Jalan Bemban, 31000 Batu Gajah, Malaysia, sagami-gomu.co.jp, qa-usagami@sagami-mf.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Sagami Europe SARL** (FR-AR-000038926)

12c Rue du Château, Château de Brugheas, 03700 BRUGHEAS SIREN, Frankreich, www.sagami-europe.com, admin@sagami-europe.com



Importeur: **RADIATEX S.A.** (FR-IM-000032102)

Rue Desnouettes 71/73, 75015 Paris, Frankreich, protex.fr/, info@protex.fr



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com