


London «Q600» (feucht) 100 Markenkondome mit längerem Reservoir

100 Markenkondome mit längerem Reservoir. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch, transparent, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 5010232090255

Die **London «Q600» Kondome** sind die ideale Wahl für Anwender, die Sicherheit und Komfort schätzen. Mit einer **nominalen Breite von 52 mm**, einer **Länge von 185 mm** und einer **Wandstärke von 0,070 mm** passen sie sich optimal an und bieten maximalen Schutz. Die transparenten, zylindrischen Kondome bestehen aus **hochwertigem Naturkautschuklatex** und sind mit einem **Silikonöl-Gleitmittel** befeuchtet, das sanftes Gleiten ermöglicht. Das **verlängerte Reservoir** sorgt für zusätzlichen Schutz und Sicherheit. Perfekt geeignet für **Großverbraucher, Clubs oder Swinger-Clubs**, überzeugt das Produkt durch Qualität und Zuverlässigkeit. Die **Packung mit 100 einzeln verpackten Kondomen** erleichtert Lagerung und Handhabung.



Produkteigenschaften:

- Marke: London
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 246 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Spermizidfrei, Parfümfrei, Natürlich, Geschmacksneutral, Farbstofffrei, Benzocainfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, www.reckitt.com,
GRAMedicalDevices@reckitt.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



Importeur: **Reckitt Benckiser Deutschland GmbH** (DE-IM-000040085)
Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland, www.reckitt.com/de, info.de@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com