


Romed «Plain» Vorratspackung, 144 feuchte, kurze Kondome mit Reservoir

144 Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm, Länge: 160mm.

Diese Romed "Plain" Vorratspackung enthält **144 feuchte Kondome**, die speziell für eine angenehme und sichere Anwendung entwickelt wurden. Sie bestehen aus **Naturkautschuklatex**, sind **zylindrisch geformt**, transparent und mit einem **silikonbasierten Gleitmittel** befeuchtet. Die **nominale Breite beträgt 52 mm**, die Länge **160 mm** – ideal für eine bequeme Passform.

Dank der **mittleren Wandstärke (0,06–0,07 mm)** bleibt das natürliche Empfinden erhalten, während das **Reservoir für zusätzliche Sicherheit** sorgt. Die **Großpackung mit 144 Stück** ist ideal für regelmäßige Nutzer oder den professionellen Bereich.

Durch die befeuchtete Oberfläche und das flexible Material bieten die Romed Kondome ein **angenehmes Tragegefühl** und sicheren Schutz.



GTIN (EAN-13): 8717202431939



Produkteigenschaften:

- Marke: Romed
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 388 g
- Länge: 160 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Form: anatomisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Niederlande (NL)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Van Oostveen Medical B.V. (NL-MF-000003481)
Herenweg 269, 3648 CH Wilnis, Niederlande, www.romed.nl, info@romed.nl



Benannte Stelle: (CE 0044) TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen, Deutschland, www.tuev-nord.de, medical@tuev-nord.de