



GTIN (EAN-13): 4019514502609

Amor «Wild Dreams» 12 gerillte Kondome für Stimulation bei jedem Stoß

12 gerippte Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, naturfarben, nominale Breite: 52mm.

Die **Amor Wild Dreams Kondome** im praktischen **12er Pack** sind speziell für Paare konzipiert, die ihre intimen Momente mit zusätzlicher Stimulation bereichern möchten. Die feine **Rillenstruktur** auf der Oberfläche dieser Kondome sorgt für ein intensives Gefühlserlebnis bei jedem Stoß und bringt das Liebesleben auf ein neues Level. Hergestellt aus **hochwertigem Naturkautschuklatex** und befeuchtet mit Silikonöl, bieten die Amor Wild Dreams eine angenehme Gleitfähigkeit und ein komfortables Tragegefühl, das die Anwendung erleichtert. Mit einer **nominalen Breite von 52 mm** und der zylindrischen Form mit Reservoir wird ein sicherer Sitz garantiert, der das Risiko des Abrutschens minimiert.

Amor ist eine Marke mit Tradition und Qualität, die seit 1968 für sichere und hochwertige Kondome steht. Die Wild Dreams Kondome werden in Deutschland und Ungarn unter strengen Qualitätskontrollen produziert und elektronisch geprüft, was Ihnen und Ihrem Partner ein sicheres und unbeschwertes Erlebnis ermöglicht.

Das praktische 12er Pack ist ideal für regelmäßige Anwendung und jederzeit griffbereit, wenn Sie Ihre Zweisamkeit intensivieren möchten. Amor Wild Dreams ist die perfekte Wahl für Paare, die Wert auf zusätzliche Stimulation legen und gleichzeitig Sicherheit und Komfort schätzen.



Produkteigenschaften:

- Marke: Amor
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 48 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Rippen
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Amor Gummiwaren GmbH (DE-MF-000007363)
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, www.amor.ag, info@amor.ag



Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com