


Pasante «Smiley» (Vorratspackung) 144 Motivkondome mit freizügiger Comfort-Form

144 Motiv-Kondome aus Naturkautschuklatex, mit 66mm-Kopfteil. Bedruckte Folien in vier Designs. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, Comfort-Form mit Reservoir, nominale Breite: 54mm.



GTIN (EAN-13): 5060359485106

Die **Pasante „Smiley“ Kondome** im **144er-Vorratspack** bringen Abwechslung und Sicherheit in dein Liebesleben. Diese **Motiv-Kondome** bieten nicht nur zuverlässigen Schutz, sondern kommen auch mit **vier verschiedenen Designfolien**, die für einen spielerischen Touch sorgen.

Mit einer **freizügigen Comfort-Form** und einem **erweiterten Kopfteil von 66 mm** ermöglichen sie eine angenehme Passform und mehr Bewegungsfreiheit. Die **nominale Breite von 54 mm** sorgt für einen optimalen Sitz, während die **Wandstärke von 0,07 mm** eine perfekte Balance zwischen Gefühl und Schutz bietet.

Die transparenten Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex**, sind mit **Silikonöl befeuchtet** und verfügen über ein **Reservoir** für zusätzliche Sicherheit. Dank umfassender elektronischer Tests entsprechen sie allen europäischen Sicherheitsstandards.

Die **144er-Packung** ist perfekt für regelmäßige Nutzung oder professionelle Anwendungen. Mit vier unterschiedlichen Folien-Designs sorgen sie für ein humorvolles und sicheres Erlebnis.



Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 442 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: großer Kopfteil
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)

Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)

Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com