



My.Size Classic «60mm MIX» 10 Kondome für besten Tragekomfort und Sicherheit

10 Maßkondome aus Latex. Mix aus vier Sorten. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 60mm, Länge: 193mm.

Die **My.Size Classic «60mm MIX» 10 Kondome** kombinieren vier Varianten: **4x transparent und glatt, 2x transparent und gerippt, 2x blau und glatt, 2x rot mit Erdbeer-Aroma**. Mit einer nominalen Breite von **60 mm** und einer Länge von **193 mm** sind sie speziell für größere Passformen entwickelt. Das zylindrische Design mit Reservoir erleichtert die Anwendung, während die silikonbefeuchtete Oberfläche ein angenehmes Tragegefühl ermöglicht. Diese Packung bietet eine abwechslungsreiche Auswahl und ist ideal für Nutzer, die auf größere Maße angewiesen sind. Hergestellt aus hochwertigem Naturkautschuklatex, sind die Kondome elektronisch geprüft und hygienisch verpackt. My.Size bietet Kondome in sieben verschiedenen Größen von 47 mm bis 69 mm, um individuelle Anforderungen zu erfüllen.



GTIN (EAN-13): 4025838910600



Produkteigenschaften:

- Marke: My.Size
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 54 g
- Länge: 193 mm
- Nominale Breite: 60 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: transparent, rot, blau
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Rippen
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Amor Gummiwaren GmbH (DE-MF-000007363)
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, www.amor.ag, info@amor.ag



Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com