



## Glyde Ultra «Slimfit» 10 schmale Kondome, zertifiziert mit der Vegan-Blume

**10 enge, vegane Kondome aus Naturkautschuklatex. Gefühlsecht und reißfest, befeuchtet mit Silikonöl ohne Zusätze, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 49mm, Länge: 170mm.**



GTIN (EAN-13): 9343359000477

Die Glyde Ultra «Slimfit» Kondome sind die perfekte Wahl für eine engere Passform und bewusste Verhütung. Hergestellt aus **hochwertigem Naturkautschuklatex** und zertifiziert vegan, überzeugen sie durch Nachhaltigkeit und Qualität. Mit einer **nominalen Breite von 49 mm** und einer Wandstärke von nur 0,062 mm bieten sie ein besonders intensives Gefühl. Dank der patentierten **Double-Dipping-Technologie** sind sie äußerst reißfest, ohne an Komfort zu verlieren. Das silikonbasierte Gleitmittel sorgt für eine geschmeidige Anwendung. Verpackt im hygienischen 10er-Pack, ideal für alle, die Wert auf Ethik und Sicherheit legen.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Glyde
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 40 g
- Länge: 170 mm
- Nominale Breite: 49 mm
- Wandstärke: 0,062 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex, hypoallergen
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Innolatex Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001246)

Lot 591&594, Persiaran Raja Lumu, Pandamaran Industrial Estate, Port Klang, Selangor 42000, Malaysia,  
[www.innoltx.com](http://www.innoltx.com), [khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, [www.adloran.com](http://www.adloran.com), [post@adloran.de](mailto:post@adloran.de)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)