

Pasante «Feel» (Sensitive) 3 gefühlsechte Kondome für empfindsame Liebhaber


3 extra dünne Kondome aus Naturkautschuklatex (0.05mm). Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.

Die **Pasante Feel (Sensitive) Kondome** wurden entwickelt, um ein **intensives, hautnahes Empfinden** zu ermöglichen. Mit einer **extra dünnen Wandstärke von nur 0,05 mm** bieten sie maximale Sensibilität, ohne dabei auf Sicherheit zu verzichten.

Diese **transparenten Kondome aus Naturkautschuklatex** sorgen für ein natürliches Gefühl. Die **zylindrische Form mit Reservoir** bietet zusätzlichen Schutz, während die **nominale Breite von 52 mm und eine Länge von 190 mm** eine optimale Passform garantieren.

Die Kondome sind **befeuchtet mit Silikonöl**, was für eine geschmeidige Anwendung und verbesserte Gleitfähigkeit sorgt. Sie sind **dermatologisch getestet**, hygienisch einzeln verpackt und entsprechen den **strengen EU-Sicherheitsstandards**.

Die **kleine 3er-Packung** ist perfekt für unterwegs oder für Gelegenheitsnutzer. **Pasante** ist eine etablierte Marke mit höchsten Qualitätsanforderungen. Eine ausgezeichnete Wahl für alle, die sich ein besonders **intensives Hautgefühl** wünschen.



GTIN (EAN-13): 5060359483294



Produkteigenschaften:

- Marke: Pasante
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 16 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Medical-Latex (DUA) Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001244)

Plo 8, Senai Industrial Estate, Senai, Johor 81400, Malaysia, www.medicallatex.com,
khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Advena Services Ltd** (MT-IM-000029828)

Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta, advena.mt, importer@advena.mt



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com