

## Ritex «ProLine S» 100 Kondome mit schlanker Passform für ein besonders sicheres Gefühl

**100 schlanke Kondome aus Naturkautschuklatex, ohne Latexgeruch, sehr gute Hautverträglichkeit. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 47mm, Länge: 175mm.**


Ritex **ProLine S** Kondome wurden für Nutzer mit schmalere Penisgrößen entwickelt und bieten mit ihrer **nominalen Breite von 47 mm** einen besonders festen Sitz. Mit einem Umfang von **94 mm** sorgen sie für ein sicheres Gefühl und optimalen Tragekomfort.

Diese hochwertigen Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex**, sind **transparent** und verfügen über eine **zylindrische Form mit Reservoir**. Die **Länge beträgt 175 mm**, die **Wandstärke 0,070 mm**, wodurch eine ideale Balance zwischen Sicherheit und Sensitivität gewährleistet wird.

Dank eines speziellen Herstellungsverfahrens sind Ritex ProLine S **frei von störendem Latexgeruch**. Die **sehr gute Hautverträglichkeit wurde dermatologisch getestet** und bestätigt. Für optimale Gleitfähigkeit sind die Kondome mit **Silikonöl befeuchtet**, sodass sie sanft über die Haut gleiten und den Komfort erhöhen.

Die Herstellung erfolgt **ausschließlich in Deutschland** unter höchsten Qualitätsstandards. Ritex verwendet **ausschließlich beste Rohstoffe**, um maximalen Schutz und höchsten Tragekomfort zu gewährleisten.

**Packungsinhalt:** 100 Kondome



GTIN (EAN-13): 4001669023047



### Produkteigenschaften:

- Marke: Ritex
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 270 g
- Länge: 175 mm
- Nominale Breite: 47 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Ritex GmbH (DE-MF-000005708)**

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, [www.ritex.de](http://www.ritex.de), [ritex@ritex.de](mailto:ritex@ritex.de)



**Benannte Stelle: (CE 0297) DQS Medizinprodukte GmbH**

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt, Deutschland, [www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/](http://www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/),  
[medizinprodukte@dqs-med.de](mailto:medizinprodukte@dqs-med.de)