


Ritex «Kondomautomat» Abwechslung & Spaß, 40 gemischte Qualitäts-Kondome ohne Latexgeruch

40 gemischte Kondome aus Naturkautschuklatex, ohne Latexgeruch, sehr gute Hautverträglichkeit. Je 8 Stück pro Sorte (5 Sorten). Befeuchtet mit Silikonöl, mit Reservoir, nominale Breite: 53-55mm.



GTIN (EAN-13): 4001669450409

Jedes Mal aufregend anders Kondome müssen nicht langweilig sein. Hier finden Sie die beste Auswahl - für mehr Spaß und Abwechslung.

In der Packung im Stile eines klassischen Kondomautomaten befinden sich je 8 Kondome der Sorten:

[Ritex Extra Dünn](#) - dünnere Wandstärke

[Ritex Lust](#) - genoppt und gerippt

[Ritex RR.1](#) - zylindrisch, befeuchtet

[Ritex Ideal](#) - zylindrisch, extra feucht

[Ritex Feeling](#) - mit Ritex Perfect Form



Die Kondome der Firma Ritex riechen zudem nicht nach Latex. Dank einem speziellen Waschverfahren, während der Herstellung, sind sie besonders sensitiv und die Kondome verfügen außerdem über einen angenehmen Geruch. Die sehr gute Hautverträglichkeit wurde dermatologisch getestet und bestätigt.

Qualität made in Germany - nur beste Rohstoffe werden für die Herstellung von Ritex-Kondomen verwendet. Die Produktion findet ausschließlich in Deutschland statt.

40 Kondome mit Reservoir.

Produkteigenschaften:

- Marke: Ritex
- Anzahl Kondome: 40
- Gewicht: 171 g
- Farbe: transparent, rosé
- Form: zylindrisch, Passform
- Gleitmittel: extra feucht, befeuchtet
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- ungefähre Nominale Breite: mittel (52 - 54 mm), breit (ab 54 mm)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen und Rippen, Noppen
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm), dünn (unter 0,06 mm)
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Ritex GmbH (DE-MF-000005708)

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, www.ritex.de, ritex@ritex.de



Benannte Stelle: (CE 0297) DQS Medizinprodukte GmbH

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt, Deutschland, www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/,
medizinprodukte@dqs-med.de