


Durex «Nude XL» 10 ultra dünne und extra große Markenkondome für noch mehr Gefühl

**10 extra dünne Markenkondome aus Latex. Befeuchtet mit Silikonöl,
anatomisch Form mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 60mm.**



GTIN (EAN-13): 5410036306710

Die **Durex «Nude XL» Kondome** sind speziell für Personen entwickelt, die eine größere Passform benötigen, ohne dabei auf Komfort oder Sicherheit zu verzichten. Gefertigt aus **ultra-dünnem Naturkautschuk-Latex**, ermöglichen sie ein intensives Hautgefühl und sorgen für ein natürliches Empfinden. Mit einer **nominalen Breite von 60 mm** und einer Länge von 220 mm bieten sie optimalen Platz und höchsten Tragekomfort. Die **anatomische Form mit Reservoir** erleichtert das Anlegen und gewährleistet sicheren Sitz. Mit einer Wandstärke von nur **0,050 mm** sind diese transparenten Kondome nahezu unspürbar. Das silikonbasierte Gleitmittel sorgt für ein angenehmes und geschmeidiges Erlebnis. Diese Kondome sind dermatologisch getestet und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Verpackt in einer Einheit mit **10 Stück**, sind sie die ideale Wahl für Nutzer, die Wert auf ein großzügiges Format legen.



Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 42 g
- Länge: 220 mm
- Nominale Breite: 60 mm
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: Passform
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, www.reckitt.com,
GRAMedicalDevices@reckitt.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



Importeur: **Reckitt Benckiser Healthcare B.V.** (BE-IM-000040224)
Researchdreef 20, 1070 Brussel, Belgien, www.reckitt.com, regulatory.affairs@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com