



GTIN (EAN-13): 4262371450068

Recare Condoms «Natural» 12 superdünne Kondome mit extrem reduzierter Wandstärke

**12 extrem dünne Kondome aus Naturkautschuklatex (0.045mm).
Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.**

Recare Condoms «Natural» bietet eine Packung mit 12 superdünnen Kondomen, die für ein gefühlsechtes Erlebnis während des Liebesakts konzipiert sind. Jedes Kondom ist aus hochwertigem Naturkautschuklatex gefertigt, mit einer extrem reduzierten Wandstärke von nur 0.045mm, um Ihnen und Ihrer*in Partner*in ein möglichst natürliches Gefühl zu vermitteln.

- **Material:** Naturkautschuklatex, transparent, befeuchtet mit Silikonöl für eine leichtere Anwendung.
- **Größe:** Nominale Breite von 53mm, bietet eine komfortable Passform für ein optimales Erlebnis.
- **Verpackung:** Jedes Kondom ist einzeln verpackt, um Hygiene und Sicherheit zu gewährleisten. Inklusive Reservoir für zusätzliche Sicherheit.

Die **Recare Natural Kondome** sind ideal für diejenigen, die eine möglichst naturnahe Empfindung suchen, ohne auf Schutz zu verzichten. Die Kondome sind nicht nur aufgrund ihrer Dünne besonders gefühlsecht, sondern auch durch das verwendete Material und die sorgfältige Verarbeitung.



Die Verwendung dieser Kondome unterstützt ein verantwortungsvolles und sicheres Liebesleben. Für weitere Informationen oder Beratung zur Produktauswahl und Anwendung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unser Versand erfolgt diskret, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Produkteigenschaften:

- Marke: Recare
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 40 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,045 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: China (CN)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfelie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: China Tianjin Recare Co., Ltd

Building 13-3 Shengjinyuan, Gulou NanchengStreet, Nankai District Tianjin China, China, www.recarecn.com,
info@recarecn.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) (DE-AR-000000001)

Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, Deutschland, www.shholdingeu.com, shholding@hotmail.com



Importeur: blnk GmbH (DE-IM-000019917)

Heidelberger Str. 45, 64625 Bensheim, Deutschland, www.blnk-healthcare.com, info@blnk-gmbh.de



Benannte Stelle: (CE 0123) TÜV SÜD Product Service GmbH

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com