


Durex «Gefühlsecht Extra Feucht» 8 extra feuchte und hauchzarte Markenkondome mit Easy-On™-Passform

8 hauchzarte Markenkondome aus Naturkautschuklatex (0.055mm). Stark befeuchtet mit Silikonöl, Easy-On™-Passform mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 56mm.



GTIN (EAN-13): 4002448190646

Durex «Gefühlsecht Extra Feucht» - Kondome mit verbesserter Gleitfähigkeit

Die **Durex Gefühlsecht Extra Feucht Kondome** verfügen über eine Wandstärke von **0,055 mm** und sorgen für ein verbessertes Empfinden. Dank der **Easy-On™-Passform** mit Reservoir bieten sie einen sicheren Sitz und einfache Handhabung. Mit einer nominalen Breite von 56 mm und einer Länge von 205 mm sind sie für die meisten Anwender geeignet.

Diese transparenten Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex** und sind mit **extra viel Silikonöl** befeuchtet, um die Gleitfähigkeit zu optimieren und den Komfort zu erhöhen. Alle Kondome werden einzeln elektronisch geprüft und erfüllen internationale Qualitätsstandards. Die Packung enthält **8 Kondome**, die ausschließlich für den einmaligen Gebrauch vorgesehen sind und sich ideal für ein geschmeidiges und angenehmes Erlebnis eignen.



Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 8
- Gewicht: 36 g
- Länge: 205 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: Passform
- Gleitmittel: extra feucht
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Reckitt Benckiser Deutschland GmbH** (DE-IM-000040085)
Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland, www.reckitt.com/de, info.de@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com