


Durex «Gefühlsecht Ultra Dünn» 10 hauchzarte Markenkondome mit 20% dünnerer Spitze

10 hauchzarte Markenkondome aus Naturkautschuklatex (0.045mm), 20% dünneres Material an der Spitze. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 4002448131663

Mit **Durex Gefühlsecht Ultra Dünn – 10 Stück** erleben Paare ein neues Level an Nähe. Durch die **20% dünnere Spitze** wird der Hautkontakt intensiviert und das Empfinden beim Sex deutlich verstärkt. Die spezielle **Sensi-Fit™-Technologie** sorgt für ein besonders gefühlsechtes Erlebnis.

Die **Wandstärke von nur 0,045 mm**, die **nominale Breite von 52 mm** und eine **Länge von 190 mm** bieten einen angenehmen, sicheren Sitz – ideal für sensible Nutzer. Die zylindrische Form mit **Reservoir** unterstützt eine einfache und sichere Anwendung. Die Kondome sind mit **Silikonöl** befeuchtet, was das Gleitverhalten verbessert und den Komfort steigert.

Hergestellt aus **Naturkautschuklatex**, sind die Kondome **spermizidfrei, farbstofffrei, parfümfrei, geschmacksneutral und benzocainfrei**. Jedes einzelne Kondom wird **elektronisch geprüft**, um den hohen Durex-Qualitätsansprüchen zu entsprechen.



Ideal für Anwender, die sich maximale Empfindsamkeit, zuverlässigen Schutz und ein natürliches Gefühl wünschen – mit Durex Gefühlsecht Ultra erleben Sie Nähe neu.

Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 36 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,045 mm
- Besonderheiten: Gefühlsecht
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Spermizidfrei, Parfümfrei, Geschmacksneutral, Farbstofffrei, Benzocainfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, www.reckitt.com,
GRAMedicalDevices@reckitt.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)

Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



Importeur: **Reckitt Benckiser Deutschland GmbH** (DE-IM-000040085)

Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland, www.reckitt.com/de, info.de@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com