


Ritex «XXL» extra large, 8 hochelastische Kondome für große Größen (internationale Ausgabe)

8 XXL-Kondome aus Naturkautschuklatex. Ohne Latexgeruch, sehr gute Hautverträglichkeit. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 55mm, Länge: 200mm.



GTIN (EAN-13): 4001669415262

Ritex XXL Kondome wurden speziell für Männer entwickelt, die eine größere Kondomgröße benötigen. Mit einer **nominalen Breite von 55 mm** und einer **Länge von 200 mm** bieten sie zuverlässigen Schutz und gleichzeitig ein angenehmes Tragegefühl.

Die Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex**, sind **zylindrisch geformt**, **transparent** und mit einem **Reservoir** ausgestattet. Die **Wandstärke von 0,075 mm** sorgt für Stabilität, während die **Silikonöl-Befeuchtung** eine gute Gleitfähigkeit gewährleistet.

Ein spezielles Herstellungsverfahren macht diese Kondome **frei von unangenehmem Latexgeruch**, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht. Die **sehr gute Hautverträglichkeit** wurde dermatologisch bestätigt, sodass sich die Kondome auch für empfindliche Haut eignen.



Ritex Kondome werden **in Deutschland unter strengen Qualitätsvorgaben gefertigt und elektronisch geprüft**, um höchste Sicherheit zu gewährleisten. Das 8er-Pack richtet sich an Nutzer mit besonderem Platzbedarf, die Wert auf Passform, Materialqualität und Hautfreundlichkeit legen.

Produkteigenschaften:

- Marke: Ritex
- Anzahl Kondome: 8
- Gewicht: 38 g
- Länge: 200 mm
- Nominale Breite: 55 mm
- Wandstärke: 0,075 mm
- Besonderheiten: Ohne Latexgeruch
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Spermizidfrei, Parfümfrei, Geschmacksneutral, Farbstofffrei, Benzocainfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Ritex GmbH** (DE-MF-000005708)

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, www.ritex.de, ritex@ritex.de



Benannte Stelle: (CE 0297) **DQS Medizinprodukte GmbH**

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt, Deutschland, www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/,
medizinprodukte@dqs-med.de