


Durex «Intense» 10 stimulierende Markenkondome für einen gemeinsamen Höhepunkt

10 stimulierende Markenkondome aus Naturkautschuklatex, mit Wärme-Effekt und Minz-Aroma. Gerippt und genoppt, befeuchtet mit Silikonöl, Easy-On™-Passform mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 56mm.



GTIN (EAN-13): 4002448190493

Durex Intense – Für mehr Stimulation und gemeinsame Höhepunkte

Durex Intense Kondome bieten eine innovative Kombination aus Rippen, Noppen und dem wärmenden Desirex-Gel, die speziell entwickelt wurde, um den gemeinsamen Höhepunkt zu unterstützen. **Mit einem anregenden Minz-Aroma und der Easy-On™-Passform** bieten sie optimalen Komfort und eine perfekte Passform. Diese transparenten Kondome bestehen aus Naturkautschuklatex und sind geruchsfrei, wodurch sie diskret und angenehm in der Anwendung sind. Mit einer nominalen Breite von 56 mm und einer Länge von 205 mm sind sie ideal für die meisten Nutzer. Die Silikonöl-Befeuchtung sorgt für eine geschmeidige Nutzung. Die 10er-Packung ist perfekt für Paare, die ihr Liebesleben intensivieren möchten.



Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 60 g
- Länge: 205 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Aroma: Pfefferminz
- Farbe: transparent
- Form: Passform
- Gleitmittel: wärmend
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen und Rippen
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, www.reckitt.com,
GRAMedicalDevices@reckitt.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



Importeur: **Reckitt Benckiser Deutschland GmbH** (DE-IM-000040085)
Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland, www.reckitt.com/de, info.de@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com