


My.Size PRO «72mm» 3 Kondome für besten Tragekomfort und Sicherheit

3 gefühlsechte Maßkondome aus hypoallergenem VYTEX-Latex.
Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 72mm. Ohne Latexgeruch.



GTIN (EAN-13): 4025838403720

Die **My.Size PRO «72mm» 3 Kondome** sind die größten Maßkondome, die aktuell in Europa erhältlich sind. Mit einer nominalen Breite von **72 mm** und einer extra großen Länge bieten sie eine optimale Passform für Penisumfänge ab 7,5 cm. Sie bestehen aus **hypoallergenem VYTEX-Latex**, das 90 % weniger Latexproteine enthält, und eignen sich daher ideal für empfindliche Haut. Die **extra dünne Wandstärke** von 0,055 mm sorgt für ein intensives Gefühl, während das **integrierte Reservoir** zusätzlichen Schutz bietet. Transparent, silikonbefeuchtet und frei von störendem Latexgeruch, garantieren sie eine angenehme Anwendung. Jedes Kondom wird **elektronisch getestet**, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen. Vegan und umweltbewusst sind diese Kondome eine ideale Kombination aus Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit.



Produkteigenschaften:

- Marke: My.Size
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 20 g
- Nominale Breite: 72 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: extra groß (ab 190 mm)
- Material: Latex, hypoallergen
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)
Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)
Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **R&S consumer goods GmbH**
Wasserburger Landstr. 264, 81827 München, Deutschland, www.rsgermany.de, info@rsgermany.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com