

GTIN (EAN-13): 4019514500254


## Amor «Young» 3 Jugendkondome für den schlanken Penis

**3 enge Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, naturfarben, nominale Breite: 49mm, Länge: 175mm.**

Das **Amor Young Kondom im 3er Pack** ist speziell auf die Bedürfnisse von Jugendlichen und jungen Männern abgestimmt, die eine schmalere Passform für einen sicheren Sitz benötigen. Mit einer **nominalen Breite von 49 mm** und einer Länge von **175 mm** bietet dieses Kondom eine engere Passform, die besonders bei einem schlankeren Penis für optimalen Halt sorgt. Die hochwertige Verarbeitung aus **Naturkautschuklatex** und die Befeuchtung mit Silikonöl schaffen ein sanftes Gleiten und erhöhen den Komfort während der Anwendung.

Durch die zylindrische Form mit Reservoir wird eine zusätzliche Sicherheit gewährleistet, die das Abrutschen des Kondoms minimiert. Die Marke **Amor** bietet mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und Qualitätssicherung eine verlässliche Lösung, die den Anforderungen junger Männer gerecht wird. Jedes Kondom wird elektronisch geprüft, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen und das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen.

Die handliche **3er-Packung** eignet sich ideal für den diskreten Gebrauch und bietet die passende Menge für den gelegentlichen Einsatz. Mit den Amor Young Kondomen entscheiden Sie sich für ein Produkt, das gezielt auf die Bedürfnisse der Jugend zugeschnitten ist und dabei höchste Qualität und Sicherheit bietet.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Amor
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 12 g
- Länge: 160 mm
- Nominale Breite: 49 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Amor Gummiwaren GmbH (DE-MF-000007363)**  
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, [www.amor.ag](http://www.amor.ag), [info@amor.ag](mailto:info@amor.ag)



**Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH**  
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)