



GTIN (EAN-13): 4025838900441

On) «Clinic» 100 Stück (trocken, ohne Reservoir), Maxipack

100 trockene Kondome aus Naturkautschuklatex (Schutzhüllen). Ohne Gleitmittel, transparent, zylindrisch ohne Reservoir, nominale Breite: 52mm.

Die **On „Clinic“ Kondome**, 100 Stück, sind speziell für medizinische Anwendungen konzipiert. Sie bestehen aus **hochwertigem Naturkautschuklatex** und sind **trocken**, um eine sichere und hygienische Verwendung bei Ultraschalluntersuchungen zu gewährleisten.

Mit einer **nominalen Breite von 52 mm**, einer **Länge von 185 mm** und einer **Wandstärke von 0,070 mm** bieten die Kondome eine flexible und sichere Passform. Die **zylindrische Form ohne Reservoir** verhindert Luftblasen und unterstützt präzise Untersuchungsergebnisse. Die transparente Gestaltung beeinträchtigt die Sichtbarkeit bei Untersuchungen nicht.

Die Kondome sind hygienisch einzeln verpackt und werden in Malaysia unter strengen Qualitätsstandards hergestellt. Ideal für Kliniken, Arztpraxen und Krankenhäuser bieten sie Schutz für Sonografiegeräte und Untersuchungen.



Produkteigenschaften:

- Marke: On
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 260 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: trocken
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: ohne Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **R&S consumer goods GmbH**

Wasserburger Landstr. 264, 81827 München, Deutschland, www.rsgermany.de, info@rsgermany.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com