

GTIN (EAN-13): 7614700032716

## Ceylor «Thin Sensation» 9 extradünne Kondome, verpackt im hygienischen Dösli

**9 extradünne Kondome aus Naturkautschuklatex (0.05mm), verpackt im hygienischen Dösli. Befeuchtet mit Gleitgel auf Silikonbasis, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.**


### THIN SENSATION - das Gefühlsechte

Erlebe intensive Gefühle und maximale Nähe dank dem hauchzarten, extra sensitiven Kondom für ein natürliches, gefühlsechtes Empfinden beim Liebesspiel. Trotz der Feinheit garantiert das Kondom den bewährten ceylor Schutz für eine optimale Sicherheit.

Naturkautschuklatex-Kondome mit Reservoir, transparent, mit Gleitgel auf Silikonöl-Basis.

Länge: 190 mm  
nominale Breite: 53 mm

Packung mit 9 Kondomen, einzeln und sicher im typisch Schweizerischen Dösli verpackt.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Ceylor
- Anzahl Kondome: 9
- Gewicht: 36 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Japan (JP)

### Achtung:

Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.

### Achtung:

**Bedienungsanleitung lesen**

### Achtung:

**Enthält Latex**

### Achtung:

**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**

### Achtung:

**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**

Achtung: **Vor Feuchtigkeit schützen**  
Achtung: **Zur einmaligen Verwendung**

Hersteller: **Sagami Rubber Industries Co. Ltd** (JP-MF-000040149)  
2-1 Motocho, Atsugi, Kanagawa 243-0002, Japan, sagami-gomu.co.jp, satoshi.arima@sagami-gomu.co.jp

EU-Repräsentant (EC-REP): **Sagami Europe SARL** (FR-AR-000038926)  
12c Rue du Château, Château de Brugheas, 03700 BRUGHEAS SIREN, Frankreich,  
www.sagami-europe.com, admin@sagami-europe.com

Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)  
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de

Benannte Stelle: **(CE 0123) TÜV SÜD Product Service GmbH**  
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com