


Kamyra «Unique C.2 Pull» Kondomkarte mit 3 latexfreien Kondomen

3 latexfreie Kondome aus AT-10, mit Abziehbändchen. Ultra-weich, gefühlsecht, wärmeleitend, superdünn (0.008mm) und geruchslos. Auch mit ölhaltigen Gleitmitteln verwendbar. Nominale Breite: 60mm. Vegan.



GTIN (EAN-13): 4260233385015

Die neuen Unique sind aus AT-10, einem Material auf Kunstharzbasis, hergestellt. Aufgrund der Materialeigenschaften sowie der fortgeschrittenen Technologie bei der Herstellung sind diese Kondome weitaus widerstandsfähiger und trotzdem dünner (8 micron) als traditionelle Latexkondome - das Gefühl ist somit ein ganz anderes als bei den dickeren Standardkondomen.

Unique Kondome sind hypoallergen und latexfrei. Sie sind auch ohne Gleitmittel sehr angenehm im Gebrauch.

Falls Sie doch gerne ein Gleitmittel benutzen möchten, können Sie alle gängigen Gleitgels benutzen, auch ölhaltige, wie Vaseline oder Massage-Öl.

Zusätzlich verfügen die neuen Unique über zwei Abziehstreifen, die das Überziehen des Kondoms wesentlich erleichtern. Sie setzen einfach das Kondom auf die Spitze der Eichel und ziehen links und rechts an den beiden eingearbeiteten Abziehbändern nach unten - und schon sitzt das Kondom wie angegossen.

Natürlich hängen die Abziehstreifen nicht am Kondom dran, sondern können nach dem Abziehen entsorgt werden.

Das äußerst dünne Material schmiegt sich äußerst gefühlsecht an - ist das Kondom einmal übergezogen, spürt man es eigentlich gar nicht mehr.

Die in Form und Größe einer Kreditkarte gehaltene Dreierpackung passt bequem in jedes Portemonnaie und sorgt so für mehr Diskretion.

Länge: 165 mm

Nom.Breite: 60 mm

Die bebilderte, deutschsprachige Gebrauchsanweisung befindet sich auf der Innenseite der Kartenverpackung.



Produkteigenschaften:

- Marke: Kamyra
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 12 g
- Länge: 165 mm
- Nominale Breite: 60 mm
- Wandstärke: 0,008 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: AT-10, latexfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Kolumbien (CO)



Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: UNIQUE International S.A.S. (CO-MF-000018348)
Cra 19A No. 196-23 Bogotá, Kolumbien, www.uniqcondoms.com, diana.pedrerros@uniqcondoms.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: MDI Europe GmbH (DE-AR-000006218)
Langenhagener Str. 71, 30855 Langenhagen, Deutschland, www.mdi-europa.com, info@mdi-europa.com



Importeur: Adloran GmbH (DE-IM-000012871)
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0482) DNV MEDCERT GmbH
Pilatuspool 2, 20355 Hamburg, Deutschland, www.medcert.de, medcert-info@dnv.com