

incubado

Sicherheitsinformationen

Gegenstand der Erklärung:

Marke: Flexilife

Artikel: Duschsitz Duschhocker mit Rückenlehne und Armlehne bis 110 kg belastbar

SKU: ES24-800425

EAN: 4030969047934

Hersteller:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

Produktfoto und Bezeichnung:



Duschsitz aus PE Kunststoff
Aluminiumrohr und Gummifüßen

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

Registergericht Kiel

HRB 18679

VAT-No.: DE 301984991

Kontakt

+49 40 882 159 77

customerservice@incubado.eu

www.incubado.de

Geschäftsführer

Mark Stolzenberg

Anthony Carstensen

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

BIC: HASPDEHHXXX

IBAN: DE72200505501335124390

1. Identifikation und Bewertung von Gefahren

- **Mechanische Gefahren:**
 - **Rutschgefahr:** Bei unsachgemäßer Befestigung der GummifüÙe oder auf nassen Oberflächen könnte der Duschsitz verrutschen.
 - **Bruchgefahr:** Überschreiten der maximalen Belastbarkeit von 110 kg könnte zu Bruch und Verletzungen führen.
 - **Quetschgefahr:** Beim Einstellen der Sitzhöhe besteht die Gefahr, dass Finger eingeklemmt werden.
- **Chemische Gefahren:**
 - **Materialausdünstungen:** PE-Kunststoff könnte bei empfindlichen Personen zu Reizungen führen, obwohl dies unwahrscheinlich ist.
- **Keine elektrischen Gefahren:** Da das Produkt keine elektrischen Komponenten enthält, bestehen keine elektrischen Risiken.

2. Analyse der potenziellen Risiken

- **Beabsichtigte Verwendung:**
 - Der Duschsitz ist für den Einsatz als Sitzhilfe in der Dusche vorgesehen. Bei korrekter Nutzung sind die Risiken minimal.
- **Vorhersehbare Fehlanwendung:**
 - UnsachgemäÙe Befestigung oder Nutzung auf unpassenden Oberflächen könnte zu Instabilität führen.
 - Verwendung durch Personen, die das maximale Gewicht überschreiten, könnte zu Bruch und Verletzungen führen.

3. Hinweise zur Risikominimierung und zur Produktsicherheit

- **Sichere Befestigung:**
 - Stellen Sie sicher, dass die GummifüÙe des Duschsitzes korrekt und fest auf der Duschrfläche stehen, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- **Gewichtsbegrenzung beachten:**
 - Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit von 110 kg, um Bruchgefahr zu vermeiden.
- **Regelmäßige Überprüfung:**
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und den Zustand des Duschsitzes, insbesondere die GummifüÙe und die Verbindungen der Armlehnen.

4. Warnhinweise

- **Achtung:** Stellen Sie sicher, dass der Duschsitz fest und sicher auf der Duschrfläche steht, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- **Vorsicht:** Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit von 110 kg, um Bruch und Verletzungen zu vermeiden.
- **Hinweis:** Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und den Zustand des Duschsitzes, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- **Warnung:** Bei Anzeichen von Materialausdünstungen oder Reizungen stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann.