


## EXS Vorratsbeutel «Chocolate» 100 Kondome mit Schoko Geschmack

**100 aromatisierte Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Schoko-Aroma. Befeuchtet mit Silikonöl, Comfort-Form mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 56mm.**

Die **EXS Vorratsbeutel «Chocolate»** enthalten 100 hochwertige Kondome aus Naturkautschuklatex mit einem angenehmen Schokoladenaroma. **Mit Silikonöl befeuchtet** und einer **Comfort-Form mit Reservoir** bieten sie optimalen Schutz und Komfort. Mit einer **nominalen Breite von 56 mm** passen sich die transparenten Kondome perfekt an und sorgen für ein natürliches Gefühl. Die hygienische Einzelverpackung gewährleistet einfache Handhabung und Sauberkeit. Das Schokoladenaroma macht diese Kondome zu einer idealen Wahl für geschmackvolle und sinnliche Momente, besonders beim Oralverkehr. EXS, bekannt für über 30 Jahre Erfahrung und Innovation, garantiert höchste Qualitätsstandards und bietet eine praktische Bulk-Verpackung mit 100 Kondomen. Perfekt für alle, die Sicherheit und Genuss miteinander verbinden möchten.



GTIN (EAN-13): 5027701005726



### Produkteigenschaften:

- Marke: EXS
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 276 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,069 mm
- Aroma: Schoko
- Farbe: transparent
- Form: großer Kopfteil
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [liza@myrrt.de](mailto:liza@myrrt.de)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [nils@myrrt.de](mailto:nils@myrrt.de)



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, [www.adloran.com](http://www.adloran.com), [post@adloran.de](mailto:post@adloran.de)



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, [www.sgs.com](http://www.sgs.com), [info@sgs.com](mailto:info@sgs.com)