


Oebre CLUB-Condom «Silver», 100 Kondome zum Dauer-Superpreis

100 club condoms, made of natural rubber latex. Lubricated with silicone oil, cylindrical shape with reservoir, transparent, nominal width: 53mm.

Die Oebre „Silver“ Club Kondome, 100 Stück, bieten zuverlässigen Schutz und optimalen Tragekomfort. Gefertigt aus **hochwertigem Naturkautschuklatex**, sind die Kondome **transparent**, **silikonbefeuchtet** und verfügen über ein **Reservoir**.

Mit einer **Wandstärke von 0,07 bis 0,075 mm** und einer **nominalen Breite von 53 mm** bieten sie eine angenehme Passform. Die zylindrische Form sorgt für einen sicheren Sitz während der Anwendung. Hergestellt werden die Kondome auf deutschen Maschinen in Malaysia und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

Der praktische **100er-Pack** eignet sich ideal für Clubs und Nutzer mit regelmäßigem Bedarf. Die Kondome sind hygienisch verpackt und mit einer Gebrauchsanweisung versehen.



GTIN (EAN-13): 9556807417189



Produkteigenschaften:

- Marke: Oebre
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 350 g
- Länge: 194 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Spezial
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)
Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)
Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **OEBRE Handels GmbH**
Paul-Robeson-Str. 50, 10439 Berlin, Deutschland, www.oebre.de, info@oebre.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com