


SensX «Smooth Line» 20 feuchte Kondome mit verbesserter Passform

20 vegane Kondome aus Naturkautschuklatex, mit verbesserter Passform (Sanduhr-Form). Ohne Latexgeruch. Stark befeuchtet mit Silikonöl, mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 52-56mm.



GTIN (EAN-13): 8712113518076

Die SensX «Smooth Line» Kondome bieten besonders hohe **Gleitfähigkeit** bei gleichzeitig komfortabler Passform. Mit einer **Wandstärke von 0,07 mm** und starkem **Silikonöl-Gleitfilm** sind sie ideal für Nutzer, die auf Reibungsarmut und angenehme Haptik Wert legen.

Das **sanduhrförmige Design** mit 56 mm breiter Öffnung und 52 mm Mittelpartie ermöglicht ein schnelles Abrollen und sicheren Sitz. Die Kondome sind **transparent**, **geruchsneutral** und mit einem **Reservoir** ausgestattet – optimal für zuverlässige Anwendung in jeder Situation.

Hergestellt aus **Naturkautschuklatex**, sind sie vollständig **vegan** und **tierversuchsfrei**. Die umweltbewusste FSC-Verpackung kommt ohne Plastikfolie aus – für einen nachhaltigeren Lebensstil auch im Intimbereich.

Die Smooth Line eignet sich für Menschen, die Wert auf Komfort, Sicherheit und eine besonders **gleitfähige Oberfläche** legen – ohne Kompromisse bei Qualität und Nachhaltigkeit.



Produkteigenschaften:

- Marke: SensX
- Anzahl Kondome: 20
- Gewicht: 75 g
- Länge: 200 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: Passform
- Gleitmittel: extra feucht
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Indien (IN)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Indus Medicare Ltd (IN-MF-000008912)

Begumpet, Suryodaya 1-10-60/3, Hyderabad-500 016, Telangana, Indien, www.indusmedicare.com, indusmedicare.hyd@gmail.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: CEpartner4U (NL-AR-000000111)

Esdoomlaan 13, 3951 DB Maam, Niederlande, www.cepartner4u.com, office@cepartner4u.com



Importeur: Bizzy Diamond Healthcare BV (NL-IM-000001557)

De Limiet 15B, unit B0.29, 4131 NR Vianen, Niederlande, www.bizzydiamond.com, sales@bizzydiamond.com



Benannte Stelle: (CE 0459) GMED SAS

1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris, Frankreich, ine-gmed.com