


Durex «Nude Classic» 10 ultra dünne Markenkondome für noch mehr Gefühl

10 extra dünne Markenkondome aus Latex. Befeuchtet mit Silikonöl, anatomische Form mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 56mm.



GTIN (EAN-13): 5410036306703

Die Durex «Nude Classic» Kondome sind die perfekte Wahl für ein intensives Haut-an-Haut-Erlebnis. Mit einer **ultra-dünnen Wandstärke von nur 0,050 mm** und einer nominalen Breite von 56 mm bieten sie einen natürlichen Schutz, ohne auf Sicherheit zu verzichten. Der transparente Look und das silikonbasierte, nicht-spermizide Gleitmittel sorgen für ein angenehmes Gefühl bei jeder Anwendung. **Die anatomische Form mit Reservoir bietet zusätzlichen Komfort**, während die normale Länge von 175 bis 190 mm eine optimale Passform gewährleistet. Diese klinisch und dermatologisch getesteten Kondome stehen für die hohe Qualität und Sicherheit, die Durex-Produkte auszeichnen.



Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 42 g
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: Passform
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, www.reckitt.com,
GRAMedicalDevices@reckitt.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



Importeur: **Reckitt Benckiser Healthcare B.V.** (BE-IM-000040224)
Researchdreef 20, 1070 Brussel, Belgien, www.reckitt.com, regulatory.affairs@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com