


Durex «Hautnah Extra Groß» XXL, 10 extra große und hauchzarte Markenkondome mit Easy-On™-Passform

10 hauchzarte XXL-Markenkondome aus Naturkautschuklatex (0.05mm). Befeuchtet mit Silikonöl, Easy-On™-Passform mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 60mm.



GTIN (EAN-13): 4002448204190

Die **Durex Hautnah Extra Groß (XXL) Kondome** wurden speziell für Nutzer entwickelt, die eine größere Kondomgröße benötigen – ohne auf Komfort oder Gefühl zu verzichten. Mit einer **nominalen Breite von 60 mm** und einer **Länge von über 190 mm** bieten sie mehr Raum und Sicherheit bei gleichzeitig hautnahe Tragegefühl.

Die **Wandstärke von nur 0,05 mm** sorgt für intensives Empfinden, während die **Easy-On™-Passform** mit Reservoir das Anlegen erleichtert und die Anwendung sicherer macht. Durch die **starke Silikonöl-Befeuchtung** wird Reibung reduziert und der Anwendungskomfort spürbar verbessert.

Gefertigt aus **Naturkautschuklatex**, sind die Kondome **spermizidfrei, farbstofffrei, parfümfrei, geschmacksneutral und benzocainfrei** – eine gute Wahl auch für empfindliche Haut. **Jedes Kondom wird elektronisch geprüft**, um die hohen Qualitätsstandards von Durex zu garantieren.



Die **10er-Packung** eignet sich ideal für regelmäßigen Gebrauch. Mit Durex Hautnah Extra Groß genießen Sie ein Plus an Platz, Sicherheit und Gefühl – für entspannte und intensive Momente.

Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 40 g
- Nominale Breite: 60 mm
- Wandstärke: 0,050 mm
- Besonderheiten: Gefühlsecht
- Farbe: transparent
- Form: Passform
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: extra groß (ab 190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Spermizidfrei, Parfümfrei, Geschmacksneutral, Farbstofffrei, Benzocainfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, www.reckitt.com,
GRAMedicalDevices@reckitt.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



Importeur: **Reckitt Benckiser Deutschland GmbH** (DE-IM-000040085)
Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland, www.reckitt.com/de, info.de@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com