Produktdatenblatt Stand: 25.11.2024

Ceylor «Extra Feeling» 6 Schweizer Noppenkondome, sicher verpackt


6 genoppte Kondome aus Naturkautschuklatex, verpackt im hygienischen Dösli. Befeuchtet mit Gleitgel auf Silikonbasis, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 52mm.



Ceylor Extra Feeling kombiniert Schweizer Präzision mit aufregender Stimulation. Diese transparenten Kondome aus Naturkautschuklatex sind mit einer Noppenstruktur versehen, die für ein intensiveres Gefühl und verstärkte Empfindungen sorgt. Mit einer nominalen Breite von 52 mm und einer Länge von 190 mm bieten sie eine perfekte Passform und gewährleisten maximalen Schutz und Komfort. Die zylindrische Form mit integriertem Reservoir sorgt für zusätzliche Sicherheit und verhindert ein Auslaufen.

Die Packung enthält 6 hygienisch verpackte Kondome, die einzeln im praktischen Dösli gelagert werden. Diese Verpackung bietet maximale Hygiene und ist dank des robusten Designs einfach zu handhaben. Das Silikonöl-basierte Gleitmittel sorgt für sanfte Bewegungen und ein angenehmes Tragegefühl - perfekt für Paare, die Wert auf Qualität und ein intensives Erlebnis legen.

Ceylor steht seit über 100 Jahren für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die Produkte erfüllen strenge europäische Normen und tragen das Schweizer OK-Siegel. Mit Ceylor Extra Feeling wählen Sie ein Produkt, das Sicherheit, Komfort und aufregende Stimulation miteinander vereint.



Produkteigenschaften:

· Marke: Ceylor • Anzahl Kondome: 6 · Gewicht: 36 g Länge: 190 mm

• Nominale Breite: 52 mm • Wandstärke: 0,070 mm · Farbe: transparent · Form: zylindrisch • Gleitmittel: befeuchtet

• Material: Latex (Naturkautschuk)

• Reservoir: mit Reservoir • Struktur: Noppen

• Herkunftsland: Japan (JP)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



<u>Hersteller:</u> Sagami Rubber Industries Co. Ltd (JP-MF-000040149)

2-1 Motocho, Atsugi, Kanagawa 243-0002, Japan, sagami-gomu.co.jp, satoshi.arima@sagami-gomu.co.jp



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Sagami Europe SARL (FR-AR-000038926)

12c Rue du Château, Château de Brugheas, 03700 BRUGHEAS SIREN, Frankreich, www.sagami-europe.com, admin@sagami-europe.com



Importeur: Adloran GmbH (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0123) TÜV SÜD Product Service GmbH

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com