


Mister Size «47» schlank & sportlich - 3 Maßkondome

3 gefühlsechte Maßkondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 47 mm.



GTIN (EAN-13): 4260605480010

Mister Size 47 Kondome bieten eine **maßgeschneiderte Passform** für **schmale und sportliche Penisse**. Die **ultradünne Wandstärke** von nur **0,05 mm** sorgt für ein **intensives Gefühl**, während die Kondome dank ihrer **zylindrischen Form** perfekt und sicher sitzen. Mit einer **nominalen Breite von 47 mm** und einer **Länge von 160 mm** bieten sie Komfort und Sicherheit zugleich. Die **transparente Oberfläche**, kombiniert mit einem **silikonbasierten Gleitmittel**, sorgt für ein natürliches und angenehmes Erlebnis. Diese Kleinpackung mit **3 geprüften Kondomen** aus **Naturkautschuklatex** ist ideal für höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Mister Size garantiert mit **sieben Größen**, dass jeder die perfekte Passform findet. Perfekt für ein unvergessliches Erlebnis.



MISTER SIZE 47 ist das Kondom für den schlanken und sportlichen Penis.

Produkteigenschaften:

- Marke: Mister Size
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 21 g
- Länge: 160 mm
- Nominale Breite: 47 mm
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)

PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Vinergy GmbH** (DE-IM-000037288)

Bahnhofstr. 19, 78224 Singen, Deutschland, www.vinergy.de, info@vinergy.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com