

GTIN (EAN-13): 4044571021367

## MedDevice «Rot mit Aroma» 100 rote Profi-Kondome mit fruchtigem Erdbeer-Duft

**100 Kondome aus Naturkautschuklatex, leicht und schnell zu öffnen, ohne Latexgeruch. Befeuchtet mit Silikonöl, rot, aromatisiert, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.**

Die MedDevice «**Rot mit Aroma**» Kondome vereinen höchste Sicherheit und Komfort mit einem besonderen Erlebnis. Mit einer **nominalen Breite von 52 mm** und einer Länge von 185 mm bieten sie zuverlässigen Schutz. Die aus **Naturkautschuklatex** gefertigten Kondome sind zylindrisch geformt, mit einem Reservoir ausgestattet und mit **Silikonöl** befeuchtet, was die Gleitfähigkeit erhöht. Der angenehme **fruchtige Erdbeerduft** und die rote Farbe sorgen für ein außergewöhnliches Gefühl. Dank eines kontrollierten Oberflächenfinishes lassen sich die Kondome leicht abrollen. Die Verpackung ermöglicht ein schnelles und einfaches Öffnen. Jedes Kondom wird in Deutschland unter strengen Qualitätskontrollen und mit modernster Technologie hergestellt, um höchsten Ansprüchen zu genügen.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Ritex
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 258 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: rot
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfelie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**




**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: MedDevice GmbH (DE-MF-000010381)**

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, [www.meddevice.eu](http://www.meddevice.eu), [info@meddevice.eu](mailto:info@meddevice.eu)



**Benannte Stelle: (CE 0297) DQS Medizinprodukte GmbH**

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt, Deutschland, [www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/](http://www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/),  
[medizinprodukte@dqs-med.de](mailto:medizinprodukte@dqs-med.de)