


Mister Size «Medium (53-57-60)» Anprobierpackung - 3 Maßkondome

3 gefühlsechte Maßkondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53 / 57 / 60 mm.



GTIN (EAN-13): 4260605480584



Die Mister Size «Medium»

Anprobierpackung bietet drei Maßkondome in den Größen 53, 57 und 60 mm, perfekt, um die ideale Passform zu testen. Mit einer **Wandstärke von nur 0,05 mm** fördern die Kondome ein intensives Gefühl und bieten gleichzeitig hohen Schutz. Die transparenten, glatten Kondome sind aus **Naturkautschuklatex** gefertigt, zylindrisch geformt und mit einem Reservoir ausgestattet. Die Silikonöl-Beschichtung sorgt für eine einfache Anwendung und ein angenehmes Tragegefühl. Die Länge von 175–190 mm passt ideal für viele Anwender. Diese Probierversammlung hilft dabei, das perfekte Kondom zu finden und gleichzeitig maximalen Komfort zu gewährleisten. Hergestellt in Malaysia, erfüllen die Kondome höchste Qualitätsansprüche.

Die **MISTER SIZE** Prinzipien

Produkteigenschaften:

- Marke: Mister Size
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 22 g
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- ungefähre Nominale Breite: mittel (52 - 54 mm), breit (ab 54 mm)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)

PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Vinergy GmbH** (DE-IM-000037288)

Bahnhofstr. 19, 78224 Singen, Deutschland, www.vinergy.de, info@vinergy.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com