


EXS Vorratsbeutel «Banana» 100 leckere Kondome

100 aromatisierte Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Bananen-Aroma. Befeuchtet mit Silikonöl, Comfort-Form mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 56mm.



GTIN (EAN-13): 5027701008802

Die **EXS Vorratsbeutel «Banana»** enthalten 100 aromatisierte Kondome aus Naturkautschuklatex mit Bananenaroma. Jedes Kondom ist mit **Silikonöl befeuchtet** und bietet eine **Comfort-Form mit Reservoir** für eine angenehme und sichere Passform. Die transparente Beschaffenheit sorgt für ein natürliches Gefühl. Dank der nominalen Breite von **56 mm** passen sich die Kondome bequem an. Hygienisch einzeln verpackt, erleichtert die **umweltfreundliche Bulk-Verpackung** die Handhabung und reduziert Abfall. Diese Kondome erfüllen strenge europäische Standards und garantieren höchste Qualität. Mit ihrem besonderen Bananenaroma bieten sie nicht nur Schutz, sondern auch ein sensorisches Erlebnis. Sie sind ideal für umweltbewusste Verbraucher und Paare, die Wert auf Qualität und Abwechslung legen.



Produkteigenschaften:

- Marke: EXS
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 292 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,069 mm
- Aroma: Banane
- Farbe: transparent
- Form: großer Kopfteil
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com