


## Oebre CLUB-Condom «Red», 100 rote Kondome mit Erdbeer-Geschmack

100 rote Club-Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Erdbeer-Geschmack. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 9556807331577

Der starke 100er Pack Kondome - bekannt aus Deinem Club:

- \* Wandstärke 0,068 mm
- \* nominale Breite: 53mm
- \* rot gefärbt
- \* mit Erdbeer-Geschmack
- \* Naturkautschuklatex
- \* silikonölfefeuchtet
- \* ohne Zusätze
- \* im Beutel mit Gebrauchshinweisen

Oebre Club-Kondome sind designed für Clubs und Professionals. Produziert auf deutschen Maschinen unter deutscher Leitung in Malaysia, aus hochwertigem einheimischem Kautschuk.

Die Kondome Deines Vertrauens - zum Dauer-Superpreis!



### Produkteigenschaften:

- Marke: Oebre
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 314 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,068 mm
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: rot
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [liza@myrrt.de](mailto:liza@myrrt.de)



**EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [nils@myrrt.de](mailto:nils@myrrt.de)



**Importeur: OEBRE Handels GmbH**

Paul-Robeson-Str. 50, 10439 Berlin, Deutschland, [www.oebre.de](http://www.oebre.de), [info@oebre.de](mailto:info@oebre.de)



**Benannte Stelle: (CE 1639) SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, [www.sgs.com](http://www.sgs.com), [info@sgs.com](mailto:info@sgs.com)