


Lelo HEX™ «Respect XL», 3 weite Kondome mit revolutionärer Sechseckstruktur (Probierpackung)

**3 innovative Kondome aus Naturkautschuklatex, ultradünn (0.045mm).
Struktur aus 350 verzahnten Sechsecken, befeuchtet mit Silikonöl,
zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 58mm.**



GTIN (EAN-13): 7350075024979

Die **LELO HEX™ Respect XL Kondome** bieten in der **Probierpackung mit 3 Stück** die Möglichkeit, die Vorteile dieser innovativen Technologie zu erleben. Mit einer **nominalen Breite von 58 mm** und einer **ultradünnen Dicke von 0,045 mm** kombinieren sie **Stärke, Flexibilität** und ein intensives Gefühlserlebnis. Die **Sechseckstruktur aus 350 Hexagonen** sorgt für eine optimale Anpassung und Wärmeübertragung, während die **zylindrische Form mit Reservoir** zusätzlichen Komfort und Sicherheit bietet. Das **leicht befeuchtete Silikon-Gleitmittel** garantiert eine sanfte Anwendung. Perfekt für alle, die ein breiteres Kondom mit modernster Technologie testen möchten.



Produkteigenschaften:

- Marke: LELO
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 30 g
- Länge: 195 mm
- Nominale Breite: 58 mm
- Wandstärke: 0,045 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Spezial
- Herkunftsland: China (CN)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Suzhou Armocan Technology Co., Ltd**
3-5 / F. No. 77 Suhong Middle Road, S.I.P., Jiangsu 215027, China, sales@armocon.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **LELOi AB** (SE-AR-000008546)
Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden, www.lelo.com, ms@lelo.com



Importeur: **LELOi AB** (SE-IM-000037408)
Brunnsgatan 8, 111 39 Stockholm, Schweden, lelo.com, ms@lelo.com



Benannte Stelle: (CE 0197) **TÜV Rheinland LGA Products GmbH**
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com