

Sagami «Original 0.02» latexfrei, 1 ultradünnes Kondom für Latex-Allergiker

1 latexfreies Kondom aus Polyurethan, ultradünn (0.02mm), geruchslos. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 55mm.


Das **Sagami „Original 0.02“** ist die perfekte Wahl für alle, die ein besonders **dünn**, **gefühlsechtes Kondom** suchen. Mit einer **Wandstärke von nur 0,02 mm** gehört es zu den **dünnsten Kondomen der Welt** und sorgt für ein nahezu natürliches Empfinden.

Hergestellt aus **hochwertigem Polyurethan**, ist das Kondom **dreimal reißfester als Latex**, absolut **geruchslos** und **hervorragend für Latex-Allergiker geeignet**. Polyurethan leitet Körperwärme optimal weiter und sorgt so für ein besonders intensives Erlebnis.

Das Kondom hat eine **nominale Breite von 55 mm** und eine **Länge von 170 mm**. Es ist **zylindrisch geformt**, verfügt über ein **Reservoir** und ist **mit Silikonöl befeuchtet** – für eine sanfte und gleitfähige Anwendung.

Die Verpackung im **innovativen Blister-Design** sorgt für ein einfaches Öffnen, ohne das Kondom zu beschädigen. Jedes Kondom ist hygienisch einzeln verpackt und unterliegt strengen Qualitätskontrollen.

Hergestellt in **Malaysia**, bietet das Sagami „Original 0.02“ höchste Sicherheit und Premium-Qualität.



GTIN (EAN-13): 4974234810437



Produkteigenschaften:

- Marke: Sagami
- Anzahl Kondome: 1
- Gewicht: 6 g
- Länge: 170 mm
- Nominale Breite: 55 mm
- Wandstärke: 0,020 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Polyurethan, latexfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.


Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Sagami Manufacturers Sdn. Bhd.** (MY-MF-000039689)

Plot 29, Lorong Bemban 4, Estet Perindustrian Bemban, Jalan Bemban, 31000 Batu Gajah, Malaysia, sagami-gomu.co.jp, qa-usagami@sagami-mf.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Sagami Europe SARL** (FR-AR-000038926)

12c Rue du Château, Château de Brugheas, 03700 BRUGHEAS SIREN, Frankreich, www.sagami-europe.com, admin@sagami-europe.com



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com