


## EXS Vorratsbeutel «Emoji» 144 freche Kondome für noch mehr Spaß

**144 Kondome aus Naturkautschuklatex, in Folien mit Emoji-Motiven. Befeuchtet mit Silikonöl, Comfort-Form mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 54mm.**

Die **EXS Vorratsbeutel «Emoji»** enthalten 144 transparente Kondome aus Naturkautschuklatex, verpackt in praktischen Folien mit humorvollen Emoji-Motiven. Diese Kondome bieten nicht nur zuverlässigen Schutz, sondern auch einen spielerischen Aspekt, ideal für Paare, die ihre intimen Momente auflockern möchten. **Mit Silikonöl befeuchtet** und einer **Comfort-Form mit Reservoir**, gewährleisten sie ein angenehmes Tragegefühl und optimale Sicherheit. Mit einer **nominalen Breite von 54 mm**, einer Länge von 190 mm und einer Wandstärke von 0,063 mm passen sie sich sicher an und sorgen für ein natürliches Gefühl. Jedes Kondom wird elektronisch geprüft, um höchste europäische Standards zu erfüllen. EXS, eine britische Marke mit über 30 Jahren Erfahrung, kombiniert Stil, Qualität und Funktionalität in einem einzigartigen Produkt.



GTIN (EAN-13): 5027701008758



### Produkteigenschaften:

- Marke: EXS
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 306 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,063 mm
- Farbe: transparent
- Form: großer Kopfteil
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)  
Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [liza@myrrt.de](mailto:liza@myrrt.de)



**EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)  
Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [nils@myrrt.de](mailto:nils@myrrt.de)



**Importeur: Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)  
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, [www.adloran.com](http://www.adloran.com), [post@adloran.de](mailto:post@adloran.de)



**Benannte Stelle: (CE 1639) SGS Belgium NV**  
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, [www.sgs.com](http://www.sgs.com), [info@sgs.com](mailto:info@sgs.com)