


## Dansex «Glowing Condoms» 3 Leuchtkondome aus Dänemark

3 fluoreszierende Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm. Zum Leuchten ca. 30 Sekunden ins Licht halten.



GTIN (EAN-13): 5707340000237

### Dansex «Glowing Condoms» - Leuchtkondome aus Naturkautschuklatex

Die **Dansex Glowing Condoms** bringen Licht ins Dunkel und sorgen für besondere Momente. Diese **fluoreszierenden Kondome** leuchten in der Dunkelheit und bieten durch ihre Verarbeitung aus **Naturkautschuklatex** zuverlässigen Schutz. Sie sind befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch geformt und mit einem Reservoir ausgestattet. Mit einer nominalen Breite von 53 mm und einer Länge von 190 mm bieten sie eine angenehme Passform. Um das Leuchten zu aktivieren, halten Sie das Kondom für etwa 30 Sekunden ins Licht.

Die Packung enthält **drei Kondome** in Neonfarbe, die sowohl optisch als auch funktional überzeugen. Hergestellt aus hochwertigem Latex, entsprechen sie höchsten Qualitätsstandards und sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Sie eignen sich für Paare, die ein besonderes Highlight in ihren intimen Momenten suchen. Die Kondome werden in Malaysia produziert und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Dansex
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 16 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: neon (leuchtend)
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [liza@myrrt.de](mailto:liza@myrrt.de)



**EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümmel Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, [www.myrrt.de](http://www.myrrt.de), [nils@myrrt.de](mailto:nils@myrrt.de)



**Importeur: Kondomgrossisten Aps**

Bjælkevængen 10, 2690 Karlslunde, Dänemark, [www.kondomgrossisten.dk](http://www.kondomgrossisten.dk), [info@net-shopping.dk](mailto:info@net-shopping.dk)



**Benannte Stelle: (CE 1697) LLC BUREAU VERITAS LATVIA**

Dunties iela 17a, Rīga, LV-1005, Lettland, [www.bureauveritas.lv](http://www.bureauveritas.lv), [riga@bureauveritas.com](mailto:riga@bureauveritas.com)